

**Morbus Waldenström (MW)**

| Untersuchung  | Menge/Material                                      | Präanalytik/Hinweise   | Häufigkeit<br>Testdauer   | Methode              |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|
| <b>Molekulargenetik</b><br>MYD88 <sup>+</sup><br>CXCR4 <sup>+</sup> | 5 ml EDTA-Blut oder<br>3 ml EDTA-Knochenmarkpunktat |  | 2x / Woche nach<br>Bedarf | Sequenzierung        |
| <b>Immunphäotypisierung</b><br>Lymphom-Panel                        | 5 ml EDTA-Blut oder<br>3 ml EDTA-Knochenmarkpunktat | Begrenzte Stabilität der Probe.<br>Lagerung bei Raumtemperatur.<br>Probe sollte innerhalb von 24 Stunden im Labor sein.<br>Einsendung: Montag bis Donnerstag | tägl. Mo.-Fr.             | Durchflusszytometrie |

Anforderungsformulare für die Untersuchungen stehen im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung.