

Myeloproliferative Neoplasien (MPN)

Untersuchung	Menge/Material	Präanalytik/Hinweise	Häufigkeit Testdauer	Methode
Tumorzytogenetik	mind. 3 ml Heparin-Knochenmark oder 5 ml Heparin-Blut	Für Knochenmarkpunktat steriles Heparin-Transportmedium verwenden (auf Anfrage erhältlich). Alternativ: Knochenmarkpunktat in Heparin-Monovette	tägl. Mo.-Fr. 12-14 Tage	unstimulierte und stimulierte Kulturen; Chromosomenanalyse (GTG Banden)
Molekularzytogenetik <u>Panel-MPN:</u> del 5q31 / -5 del 7q22 / 7q36 / -7 +8 t(9;22) BCR/ABL1 del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 del 20q12 / 20qter <u>Panel-Eosinophilie:</u> 4q12 FIP1L1-PDGFR α Rearrangement 5q32-q33.1 PDGFR β Rearrangement 8p11.2 FGFR1 Rearrangement 9p24 JAK2 Rearrangement	mind. 3 ml Heparin-Knochenmark oder 5 ml Heparin-Blut	Bei Durchführung mit Chromosomenanalyse ist kein gesondertes Material erforderlich.	tägl. Mo.-Fr. 5-7 Tage, 12-14 Tage mit Chromosomenanalyse	Fluoreszenz in situ-Hybridisierung (FISH)

<p>Molekulargenetik ASXL1⁺ CALR⁺ CBL⁺ IDH1⁺ IDH2⁺ JAK2 (V617F) JAK2 (Exon 12-14)⁺ MPL⁺ RUNX1⁺ SF3B1⁺ SRSF2⁺ TP53⁺ U2AF1⁺</p>	<p>3 ml EDTA-Blut oder 3 ml EDTA-Knochenmark</p>		<p>2x / Woche nach Bedarf</p>	<p>Sequenzierung</p>
<p>Immunphänotypisierung Leukämie-Panel</p>	<p>5 ml EDTA-Blut oder 3 ml EDTA-Knochenmark</p>	<p>Begrenzte Stabilität der Probe. Lagerung bei Raumtemperatur. Probe sollte innerhalb von 24 Stunden im Labor sein. Einsendung: Montag bis Donnerstag</p>	<p>tägl. Mo.-Fr.</p>	<p>Durchflusszytometrie</p>

Anforderungsformulare für die Untersuchungen stehen im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung.