

Serologische Untersuchungen

Untersuchung	Menge/Material	Präanalytik/Hinweise	Häufigkeit Testdauer	Methode
Chlamydia pneumoniae-AK (IgA) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Chlamydia pneumoniae-AK (IgG) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Chlamydia pneumoniae-AK (IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
CMV-AK (IgG)	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA
CMV-AK (IgM)	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA
EBV EBNA-1 IgG	1 ml Serum		Mo., Mi., Fr. 1 Tag	CMIA
EBV VCA IgG	1 ml Serum		Mo., Mi., Fr. 1 Tag	CMIA
EBV VCA IgM	1 ml Serum		Mo., Mi., Fr. 1 Tag	CMIA
Hepatitis A-Virus-Ak (IgG)	1,5 ml Serum		Mi. + Fr. 1 Tag	CMIA
Hepatitis Bc-Ak (HBc-Ak)	1,5 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA
Hepatitis Be-Ak (HBe-Ak)	1,5 ml Serum		Mi. + Fr. 1 Tag	CMIA
Hepatitis Bs-Ag (HBs-Ag)	1,5 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA
Hepatitis Bs-Ak (HBs-Ak)	1,5 ml Serum		Mi. + Fr. 1 Tag	CMIA
Hepatitis C-Virus-Ak (HCV-Ak)	1,5 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA
HIV-1/2-Ak / p24-Ag (HIV-Suchtest, 4. Generation-IA)	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA
HSV-1 AK (IgG) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
HSV-1 AK (IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
HSV-2 AK (IgG) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
HSV-2 AK (IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
HTLV-1/2-Ak	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA

Serologische Untersuchungen

Untersuchung	Menge/Material	Präanalytik/Hinweise	Häufigkeit Testdauer	Methode
Masern Virus-AK (IgG) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Masern Virus-AK (IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Mumps Virus-AK (IgG) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Mumps Virus-AK (IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Mycoplasma pneumoniae-AK (IgA) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Mycoplasma pneumoniae-AK (IgG) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Mycoplasma pneumoniae-AK (IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Parvovirus B19-AK (IgG) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Parvovirus B19-AK (IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	ELISA
Rötelnvirus-Ak (IgG)	1 ml Serum		Mi. + Fr. 1 Tag	CMIA
Syphilis-Ak		s. Treponema pallidum- Ak		
Treponema pallidum-Ak (IgG, IgM) ⁺	1 ml Serum		tägl. Mo.-Fr. 1 Tag	CMIA
Treponema pallidum-Ak ⁺	1 ml Serum		Di. + Fr. 1 Tag	passiver Hämagglutinations- assay