

Einsender:

Patientendaten:

Untersuchungsanforderung HLA-Diagnostik für Stammzell-Transplantation

- | | |
|---|--|
| ☐ Patiententypisierung vor SCT (Ersttypisierung)
Zweifeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*, DPB1* | Material: 10ml EDTA-Blut
(Profil 1) |
| ☐ Patiententypisierung vor SCT (Bestätigungstypisierung)
Einfeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1* | Material: 10ml EDTA-Blut
(Profil 2) |
| ☐ Familiientypisierung (Spendersuche Kernfamilie)
Einfeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*
bei 10/10-match oder 9/10-match mit Patient:
Zweifeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*, DPB1* | Material: 10ml EDTA-Blut
(Profil 3) 3ml Lithium-Heparin-Blut
(<u>kein</u> Gel-Röhrchen!) |
| ☐ Familiientypisierung (Bestätigungstypisierung)
Zweifeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*, DPB1 oder
Einfeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1* | Material: 10ml EDTA-Blut
(Profil 9) (Profil 9a) |
-
- | | |
|---|--|
| ☐ Empfänger vor SCT
anti-HLA-Antikörper (Festphasen-Assay Luminex + CDC) | Material: 5ml Serum
(Profil 7 vor TX KMT) |
| ☐ Crossmatch vor SCT
Crossmatch mit Spender | Material:
von Empfänger <u>und</u> Spender jeweils
5 ml Serum
3 ml Lithium-Heparin-Blut (<u>kein</u> Gel-Röhrchen!) |
| ☐ Empfänger nach SCT
anti-HLA-Antikörper (Festphasen-Assay Luminex) | Material: 5ml Serum
(Profil 7 nach TX KMT) |

**Lithium-Heparin-Blut nicht kühlen und nicht abzentrifugieren.
Proben müssen innerhalb von 24 Stunden im Labor sein!**

Bitte beachten Sie das Dokument „Informationen für Einsender“ unter <https://immungenetik-kl.de/downloads/>

Diagnose:

Entnahmedatum/Uhrzeit:

Unterschrift: