

Einsender:

Patientendaten:

Untersuchungsanforderung Diagnostik für Nieren- und Pankreas-Transplantation

Empfänger vor Organtransplantation

- ☐ Zweifeld-Typ.: HLA-A, -B, -C, -DRB, -DQA, -DQB, -DPA, -DPB
- ☐ anti-HLA-Antikörper (Festphasen-Assay Luminex + CDC)
- ☐ Blutgruppe
- ☐ Infektionsparameter

Material: 2x 7 ml EDTA-Blut
(Profil 5) 2x 10 ml Serum
3 ml Lithium-Heparin-Blut
(kein Gel-Röhrchen!)

Spender vor Organspende (Lebendspende)

- ☐ Zweifeld-Typ.: HLA-A, -B, -C, -DRB, -DQA, -DQB, -DPA, -DPB
- ☐ Crossmatch mit Empfänger (Serum des Empfängers muss verfügbar sein)
- ☐ Blutgruppe
- ☐ Infektionsparameter

Material: 2x 7 ml EDTA-Blut
(Profil 6) 10 ml Serum
3 ml Lithium-Heparin-Blut
(kein Gel-Röhrchen!)

Bestätigungstypisierung vor Organtransplantation*

- ☐ Empfänger: HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ, -DP (Einfeld-Typisierung)
- ☐ Spender HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ, -DP (Einfeld-Typisierung)

Material: 7 ml EDTA-Blut oder
(Profil 8) Mundschleimhautabstrich**

* bei Abnahme von EDTA-Blut nicht zeitgleich mit Probennahme für Ersttypisierung!

** Abnahme-Set auf tel. Anforderung

☐ Crossmatch vor Lebendspende-OP

Material: von Empfänger und Spender jeweils
5 ml Serum
3 ml Lithium-Heparin-Blut (kein Gel-Röhrchen!)

☐ Antikörper-Screening im Quartal

anti-HLA-Antikörper (Festphasen-Assay Luminex + CDC (Q2 u. 4))

Material: 2x 10 ml Serum
(Profile AK1-4) 3 ml Lithium-Heparin-Blut
(kein Gel-Röhrchen!)

☐ Abklärung schwangerschaftsbedingter HLA-Antikörper

Zweifeld-Typisierung des Kindsvaters oder der Kinder

Material: 7 ml EDTA-Blut oder
Mundschleimhautabstrich**

☐ Donorspezifische Antikörper (DSA)

anti-HLA-Antikörper (Festphasen-Assay Luminex)

Material: 5 ml Serum
(Profil 7 nach TX) 3 ml Lithium-Heparin-Blut
(kein Gel-Röhrchen!)

**Lithium-Heparin-Blut nicht kühlen und nicht abzentrifugieren.
Proben müssen innerhalb von 24 Stunden im Labor sein!**

Bitte beachten Sie das Dokument „Informationen für Einsender“ unter <https://immungenetik-kl.de/downloads/>

Diagnose:

Entnahmedatum/Uhrzeit:

Unterschrift: